

FICHE TECHNIQUE

Gants de chirurgie latex poudrés stériles

Pour le confort et la sécurité en intervention.

Gants de chirurgie en latex poudrés stériles.

- Qualité supérieure avec un excellent toucher.
- Forme anatomique.
- Latex naturel.
- Faiblement poudré.

Pour chirurgie et soins médicaux stériles.

Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche.

Boîte de 50 paires.

Validité 5 ans.

Conformes aux normes BS 4005/ EN455/ ASTM D-3577.

Matériel médical CE.

